

MODUL 2 - ANTISTOFFER

Aktivitet og tid	Det skal der ske	Organisering	Noter
Introduktion I alt 5 min.	<ul style="list-style-type: none">• Introduktion til modulet.	<ul style="list-style-type: none">• Fælles i klassen	
ELISA-test I alt 1 t. 25 min.	<ul style="list-style-type: none">• Introduktion til antistoffer og ELISA-metoden gennem video med Cecilie Knudsen fra VenomAid Diagnostics.• Arbejde med fagbegrebet "specifikt antistof". <hr/> <ul style="list-style-type: none">• Introduktion og forberedelse af ELISA-testen.• Tilsætning af antigener.• Tømning og vask af brøndene. <hr/> <ul style="list-style-type: none">• Tilsætning af primært antistof + tømning og vask af brønde.• Tilsætning af sekundært antistof + tømning og vask af brønde.• Tilsætning af substrat.• Vurdering af resultater. <hr/> <ul style="list-style-type: none">• Deling og analyse af resultater.• Opsamling på aktiviteten.• Oprydning.	<ul style="list-style-type: none">• I grupper• I grupper• Fælles i klassen + i grupper• I grupper• I grupper• I grupper• I grupper• I grupper• I grupper + fælles i klassen• I grupper• I grupper	

OBS! Aktiviteten kræver særlig forberedelse